



Le **revO** *bout des doigts !*



**ACQUERIR ET
MAÎTRISER L'IMAGE EN
ENDOSCOPIE**



Moniteurs tactiles TFT LCD 17" et 12"
Capture d'images
Enregistrement vidéos intégré
Graveur CD/DVD intégré, Ports USB
Archivage, Compatibilité réseau
Homologué CE médical

PENTAX



rev^O 12, 17 & 19"

**La solution de remplacement
des moniteurs CRT, LDC et
écrans plats traditionnels**

**Visualisation, capture,
enregistrement d'images et de
séquences vidéo**

**Moniteur Principal ou second
moniteur sur les colonnes
d'endoscopie nécessitant 2
équipements vidéo (CPRE, Echo
endoscopie...)**

**Acquisition images et vidéos
par la commande de
l'endoscope**

**Affichage simultané de 2
signaux vidéo en mode PIP
(Picture in Picture)**

**Enregistrement : images JPEG,
séquences vidéo MPEG2 / 4
(compteur en temps réel)**

**Affichage et contrôle immédiat
de la photo enregistrée**

**Entrées vidéo au
format composite ou Y/C**

**Disque dur 100 Go évolutif,
Ports USB, Graveur CD/DVD**

**Seul ou associé au modèle 17",
le 12" : idéal comme second
écran de contrôle**

**Interface utilisateur par écran
tactile « Touch Screen »
avec ou sans gants médicaux**

**Logiciel intuitif simple
d'utilisation (recherche de
fichiers, montage vidéo...)**

**Compatible tous signaux vidéo
disponibles en endoscopie**

- Homologué CE
- Conforme normes électriques et électromagnétiques en vigueur
- Façade étanche. Entretien avec désinfectants courants pour les équipements médicaux
- Possibilité de connexion réseau DICOM (format d'export JPEG et MPEG2)